

rapidshape

Peak performance and  
unmatched versatility

NEW

歯科用3Dプリンター ラピッドシェイプ

# PRO 20



特許取得済みのフォースフィードバックテクノロジー(FFS)と新しく導入されたRS Turboにより、今までにない高速プリントを実現。RFID(材料認識機能)に加え、PRO washとPRO cureを組み合わせたこのシステムは、全体を通してシームレスな接続と結果をもたらす、完璧なワークフローとなります。

PRO wash PRO cure



COREFRONT



コアフロント株式会社は、ラピッドシェイプ社認定のサポート&メンテナンス拠点です。

# PRO 20

## RS Turbo

クラウン&ブリッジモデル  
50μmの積層ピッチで15分



## RS Crystal Polish

研磨作業を90%以上軽減  
専用リザーバーで、滑らかな  
高品質プリントが実現



## Peak Performance

プリントから洗浄、二次硬化  
までのスマートな接続



特許技術  
Force Feedback

材料識別機能  
(RFID)

自動  
キャリブレーション機能  
(ACCS)

リモートアクセス可能

自動温度制御



### 仕様一覧

| PRO 20        |                            | 光源/波長         |                        |
|---------------|----------------------------|---------------|------------------------|
| 造形方式          | DLP                        | LED           | 385 nm                 |
| FFS           | ○                          | 造形エリア (W×D×H) | 133×75×115 mm          |
| 積層ピッチ         | 25～150 μm                  | 解像度           | ± 34 μm 1920×1080 (HD) |
| 本体サイズ (W×D×H) | 334×357×544 mm             | レジンタイプ        | 各社レジン / Open System    |
| 本体重量          | 約 27 kg                    | 消費電力          | 100-250V、50/60Hz       |
| PRO wash      |                            | PRO cure      |                        |
| 洗浄時間          | 6～8分 (材料による)               | 硬化時間          | 6～10分 (材料による)          |
| 洗浄剤           | イソプロパノール、エタノール             | キュアリング環境      | 真空、不活性ガス               |
| 操作            | タッチスクリーン                   | 操作            | タッチスクリーン               |
| 電源            | 100-250 V、50/60 Hz         | 接続            | WiFi、Lan               |
| 本体サイズ (W×D×H) | 344×464×309 mm (洗浄剤コンテナ含む) | 電源            | 100-250 V、50/60 Hz     |
| 本体重量          | 15 kg                      | 本体サイズ (W×D×H) | 243×419×269 mm         |
|               |                            | 本体重量          | 14.5 kg                |

製造元: Rapid Shape GmbH (Germany) 医療機器届出番号: 13B1X10100000083 医療機器届出番号: 13B1X10100000084

製品に関するご質問・資料請求・ご相談・お見積り  
などお気軽にお問い合わせください。

☎ 03-5579-8710  
[受付] 平日 9:30~18:00

WEB  
お問合せフォーム



歯科最新情報を  
いち早くお届けします。